

SONOTRAX BASIC A

Doppler



Diseño ergonómico, compacto y liviano.
Con "Backlight" luz de fondo.
Operación con batería AA.
Precisión en la medición de la fetocardia.
Precisión en la medición y sonido más claro.
Permite la realización de exámenes Obstetricos y Vasculares.



Indicador
Nivel de Batería.



Parlante
incluido.

Especificaciones Técnicas

Pantalla: LCD de 45x25mm.

Rango: 50 ~ 210 Lpm.

Resolución: 1 Lpm.

Potencia de salida de audio: 1 W

Apagado automático: 1 minuto sin señal o sin operación.

Tamaño: 32 (profundidad) x 85 (ancho) x 138 (altura) mm.

Peso: 290 ± 5 g (incluyendo una batería).

Exactitud: ±3 Lpm.

Frecuencia de muestreo de audio: 4 KHz.

Opcionales:

Transductores Obstétricos Impermeables:

Transductor FHR de 2 MHz

Transductor FHR de 3 MHz

Transductores Vasculares Impermeables:

Transductor FHR de 4 MHz

Transductor FHR de 5 MHz

Transductor FHR de 8 MHz

