


Lámpara

de Fototerapia

lámpara de fototerapia

XHZ90

Lámpara de fototerapia
convencional.



Temporizador

Tiempo de fototerapia.



Iluminación
Halógena.



Luz de fototerapia convencional.

Cabeza ajustable.

Compatible con todas las incubadoras.

Modelos móviles y fijos: modelo fijo compatible con la incubadora de nuestra compañía.

Ángulo y altura de módulo de la lámpara se puede ajustar.

Especificaciones Técnicas

Configuración estándar

Modelo móvil: incluye modulo principal, temporizador, interruptor de encendido y panel de protección.

Soporte móvil: incluye columna de lámpara, barra de ajuste de altura, botón de bloqueo de posición, base con ruedas.

Especificaciones

- Fuente de alimentación: AC110V-120W 60Hz
- Máxima Potencia de salida: 75W
- Fuente de luz: fluorescente azul
- Espectro: 436nm
- La mayor irradiancia total de bilirubina en la superficie efectiva:
 - > 1.4mw/cm² (XHZ-90 móviles)
 - > 0.7mw/cm² (XHZ-90 fija)
- Uniformidad de la irradiancia total de bilirubina:
 - > 0.5 (XHZ-90 móviles)
 - > 0,4 (XHZ-90 fija)
- Longitud de onda de la luz azul: 420-470nm
- Vida útil de la fuente de luz: 2000 horas
- Ajuste el rango para el ángulo del módulo de fototerapia:
 - 0° - 60°
- Ajuste del rango de altura del módulo de fototerapia:
 - 1350mm-1650mm (Sólo para el modelo de móvil)
- Rango del temporizador: 0-9999 hrs 59 min

Empaquetado

Paquete: cada unidad se embala en una sola cajas de cartón

Dimensiones : 95.5cm x 65.5cm x 20.5cm

Peso bruto: 23 kg

