

YP-920



- Dos modos de control: modo transporte y modo bebe controlados por microcomputador.
- Sistema para controlar/mostrar la concentración de la humedad
- Ajuste de temperatura, temperatura del aire, temperatura de bebe, concentración de la humedad son mostradas por separado
- Alarma indicadora de múltiples fallas
- Caja con sensor integrado
- Reservorio de agua en forma de cajón integrado
- Cubierta con doble pared, sistema de cortina de aire automática
- La inclinación de la cabina es ajustable
- Conector para salida de datos RS-232
- Punto de conexión para entrada de oxígeno
- Motor DC con bajo ruido



Requerimientos de energía:
AC220V-230V50Hz o **AC110-120V50-60Hz**, 1000VA