

Succionador Quirúrgico

Contínuo e intermitente

pulmo - med®



Descripción del producto:



Referencia: 7A-23B

Capacidad total 5.000 ml. (2 botellas de 2.500 ml.), motor pistón seco, presión negativa de 0 - 330 mm/hg., regulación de presión variable, control de llenado automático, motor libre de aceites o lubricantes, panel de control polietileno alta densidad, corriente 110 vol.

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Nivel de ruido: Menor o igual a 65 db

Capacidad de succión: Mayor o igual a 20 LPM

Accesorios: 2 Botellas de 2.500 c.c,

Uso: adulto - pediátrico - neonatal

2 tapas, 1 manguera, manguera de interconexión, 1 filtro, adaptador y pedal

Modo de operación: Continuo

Capacidad total: 5000 c.c