



Succionador Portable para secreciones 7E-C

pulmo - med®

Descripción del producto:

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y servicios domiciliarios. Poder de succión de 15 LPM permite amplio poder de succión, nivel de ruido < 65 dB ~ 1 mt, succión de secreciones en la vía aérea, motor libre de lubricación (aceite) alta presión de vacío hasta (760 mm/Hg), válvula de protección para sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados, control regulable de aspiración (150 ~ 760 mm/Hg), tiempo máximo de trabajo continuo hasta 40 min., tiempo de descanso mínimo (30 min.) cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado, fácil de transportar, capacidad de la botella de 1000 C.C. Botella plástica reusable, válvula de regulación de succión, alimentación 110 Vol. / 50 - 60 Hz. No debe ser usado en lugares con presencia de gases inflamables. Peso neto 4,4 kgs

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Registro sanitario: 2020DM-0022467

Marca Comercial: Pulmo-Med

Titular: Coralmedica Ltda.

Origen: China

Vigencia: 28/11/2030

Material: PVC Termoformado

Vida útil: 5 años

Indicaciones de uso: Leer manual antes de uso

Clasificación: IIA

Sistemas calidad: Prueba de estabilidad y aspecto

Importador: Coralmedica Ltda.

físico en la línea de producción

Modalidad: Importar y Vender

Condiciones de almacenamiento: Almacenamiento

Unidad de empaque: Unidad

en lugar seco y lejos de olores fuertes