

Succionador Portable

Referencia: 7E-D



pulmo - med[®]

Descripción del producto:

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios, servicios domiciliarios y ambulancias. Posee una batería recargable 12 voltios (Ni-Cd) duración ≥ 30 min. con carga completa. Tiempo e recarga aprox. 2 horas, presión de succión 150 ~ 560 mm/Hg., capacidad máxima de succión 15 LPM, permite amplio poder de succión, nivel de ruido ≤ 65 dB ~ 1 mt, succión de secreciones en la vía aérea, motor libre de lubricación (aceite), válvula de protección para sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados, control regulable de aspiración, tiempo máximo de trabajo continuo hasta 40 min., tiempo de descanso mínimo (30 min.) cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado, fácil de transportar, capacidad de la botella de 1000 C.C. Botella plástica reusable, válvula de regulación de succión, alimentación 110 Vol. / 50 - 60 Hz. No debe ser usado en lugares con presencia de gases inflamables. Peso neto 6.5 kgs con batería

Nivel de ruido: Menor o igual a 65 db

Capacidad de succión: Mayor o igual a 15 LPM

Accesorios: 1 Botella de 1.000 c.c, 1 filtro,

Uso: adulto - pediátrico

1 manguera de succión, manual de operación y adaptador 12 V

Modo de operación: Continuo

Capacidad de recipiente: 1000 c.c